

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

П.І.Б.:

Дата замовлення:

Дата народження:

Досліджуваний БМ: кістковий мозок (некультивований)

Номер замовлення / лаб. №:

Тип дослідження: FISH


Визначення трисомії хромосоми 9 методом FISH

FISH-набори – ZytoLight [ZytoVision, Німеччина]

CEN 9 Probe ZytoLight

центромерна проба:

сегмент 9q12 (локус D9Z3) – помаранчевий колір



локус	% сигналів 1	% сигналів 2	% сигналів 3	% сигналів 4
D9Z3		100		

Результат: nuc ish(D9Z3x2)[100]

Методом молекулярно-цитогенетичного аналізу (FISH) на інтерфазних ядрах виявлено:
по 2 помаранчеві сигнали локусу D9Z3 хромосоми 9.

Проаналізовано 100 інтерфазних ядер.

Трисомії хромосоми 9 не виявлено.

Біолог:

Дата видачі:

Зав. лабораторією цитогенетики