

Звіт про дослідження транслокації c-MYC, FISH

П.І.Б.: Тест Тест Тест

Дата народження: 00.00.0000

Стать: Жіноча

Діагноз:

Номер замовлення / лаб. № 000000000

Дата замовлення: 00.00.0000

Досліджуваний БМ: №

Результат та візуалізація

В пухлині виявлено транслокацію гена c-MYC (26/100)

Кількість оцінених пухлинних клітин	100	
Кількість пухлинних клітин зі злитими сигналами	74	
Кількість пухлинних клітин з окремими сигналами	26	
Кількість пухлинних клітин з транслокацією c-MYC:	26	
Відсоток пухлинних клітин з транслокацією c-MYC:	26%	

Інтерпретація

В результаті підрахунку сигналів у 100 пухлинних клітинах, виявлено > 20% позитивних клітин, таким чином результат позитивний.

Специфікація

FISH-набори – ZytoLight® SPEC MYC Dual Color Break Apart Probe [Zytovision, Німеччина]

Локус 8q24.21 (дистальний кінець MYC) - зелений колір

Локус 8q24.21 (проксимальний кінець MYC) - помаранчевий колір

Провідний експерт відділення
«Онкологія»: Шапочка Д.О.

Лікар-патолог:

Дата видачі: 00.00.2026


Звіт про дослідження транслокації c-MYC, FISH

П.І.Б.: Тест Тест Тест
 Дата народження: 00.00.0000
 Стать: Жіноча
 Діагноз:

Номер замовлення / лаб. № 000000000
 Дата замовлення: 00.00.0000
 Досліджуваний БМ: №

Результат та візуалізація

В пухлинні не виявлено транслокацію гена c-MYC (2/100).

Кількість оцінених пухлинних клітин	100	
Кількість пухлинних клітин зі злитими сигналами	98	
Кількість пухлинних клітин з окремими сигналами	2	
Кількість пухлинних клітин з транслокацією c-MYC:	2	
Відсоток пухлинних клітин з транслокацією c-MYC:	2%	

Інтерпретація

В результаті підрахунку сигналів у 100 пухлинних клітинах, виявлено < 20% позитивних клітин, таким чином результат негативний.


Специфікація

FISH-набори – ZytoLight® SPEC MYC Dual Color Break Apart Probe [Zytovision, Німеччина]

Локус 8q24.21 (дистальний кінець MYC) - зелений колір

Локус 8q24.21 (проксимальний кінець MYC) - помаранчевий колір

Провідний експерт відділення
 «Онкологія»: Шапочка Д.О.



Лікар-патолог:

Дата видачі: 00.00.2026

Шановний клієнте!
 Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
 Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Шановний лікарю!
 Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
 ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001
 Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р.