

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Коментарі:

Пацієнт:

TEST

Дата народження: 14.02.1966

Стать: Чоловіча

Код замовлення:

Лабораторний номер: 123456789

Дата замовлення: 05.09.2024 10:58

ВЛН: 123456789182

Зразок: мазок із носа

Мікробіологічне дослідження

Синусити. Аероби з антибіотикограмою з MIC

Результат 1	Staphylococcus aureus 5x10 ⁵ КУО/зразок Маркери стійкості: BLACT - Staphylococcus, продукує бета-лактамазу Експертні правила: 821 Штами, продукує пеніциліназу, стійкі до бензилпеніциліну, феноксиметилпеніциліну, аміно-, карбокси- і уреїдопеніцилінам 833 Висновки про чутливість штамів S. aureus і S. lugdunensis до карбапенемів і відповідних цефалоспоринов робиться за результатами визначення чутливості до цефокситину (MIC <=4 мкг/мл). Такі штами є в основному метицилін-чутливими у зв'язку з відсутністю генів mecA і mecC 946 Штами чутливі до ванкоміцину, можуть вважатися чутливими до далбаванцину і оритаванцину 947 Штами, чутливі до лінезоліду, можуть вважатися чутливими до тедизоліду 968 Стафілококи, чутливі до еритроміцину та кліндаміцину, чутливі до всіх макролідів і лінкозамідів 975 Аміноглікозиди часто призначаються в комбінації з іншими препаратами з метою доповнення активності аміноглікозида або розширення спектру терапії. При системних інфекціях аміноглікозид слід доповнювати іншими видами активної терапії 985 Для видів Acinetobacter та видів Staphylococcus при MIC ципрофлоксацину <=1 мкг/мл слід інтерпретувати як "чутливий при збільшеній експозиції (I)" 987 Для видів Staphylococcus, видів Pseudomonas та інших не ферментуючих глюкозу грамнегативних паличок (крім Acinetobacter spp., Burkholderia cepacia, Stenotrophomonas maltophilia і Achromobacter xylosoxidans) значення левофлоксацину MIC <=1 мкг/мл, слід інтерпретувати як "чутливий при збільшеній експозиції" 1506 Підтверджено, що культура позитивна по бета-лактамазі (на основі нітроцефіну)
Результат 2	Streptococcus agalactiae 5x10 ⁵ КУО/зразок Маркери стійкості: HLKR-Висока стійкість до канаміцину HLGR-Висока стійкість до гентаміцину Експертні правила: 869 При виявленні чутливості до пеніциліну також спостерігається чутливість до амінопеніцилінів, цефалоспоринов і карбапенемів 946 Штами чутливі до ванкоміцину, можуть вважатися чутливими до далбаванцину і оритаванцину 947 Штами, чутливі до лінезоліду, можуть вважатися чутливими до тедизоліду 977 Streptococcus pneumoniae та бета-гемолітичні стрептококи не продукують бета-лактамаз. Застосування інгібіторів бета-лактамази є недоцільним 991 Для Streptococcus pneumoniae та бета-гемолітичних стрептококів при MIC левофлоксацина <=2 мкг/мл слід інтерпретувати як "чутливий при збільшеній експозиції (I)"

Коментарі:

Пацієнт:

TEST

Дата народження: 14.02.1966

Стать: Чоловіча

Код замовлення:

Лабораторний номер: 123456789

Дата замовлення: 05.09.2024 10:58

Чутливість до антимікробних препаратів

S=Чутливий I=Помірно стійкий R=Стойкий

ВЛН:	123456789182	123456789182
Результат	1	2
Амікацин	S <=4	
Ципрофлоксацин	I <=1	
Гентаміцин	S <=1	
Левовфлоксацин	I <=1	I 1
Триметоприм/сульфо	S <=2	
Кліндаміцин	S <=0.25	S 0.06
Даптоміцин	S <=1	S 0.5
Еритроміцин	S <=0.25	S 0.25
Фосфоміцин	S <=8	
Фузидієва кислота	S <=1	
Лінезолід	S <=2	S 1
Моксифлоксацин	S <=0.25	S <=0.25
Оксацилін	S 0.5	
Пеніцилін	R <=0.13	S <=0.03
Тейкопланін	S <=1	S <=1
Тетрациклін	S <=0.5	R >4
Ванкоміцин	S <=1	S <=0.5
Цефепім		S <=0.5
Цефуросим		S <=0.25
Меропенем		S <=0.13
Гентаміцин-Syn		R >1000
Амоксицилін		S <=0.25
Цефотаксим		S <=0.5

Шановний клієнте! Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Шановний лікарю! Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
 Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «МІЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001. Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020