

Звіт про дослідження ко-делеції 1p/19q, FISH

П.І.Б.: Дата народження:

24.02.2006 Стать: Жіноча

Номер замовлення: №

Дата замовлення:

Досліджуваний БМ:


Діагноз: Внутрішньомозкова пухлина лівої лобової частки (астроцитом?)

Результати та візуалізація

В пухлині не виявлено ко-делеції 1p/19q


1. Дослідження на делецію 1p

Показник	Значення
Відсоток пухлинних клітин з делецією 1p	3%
Співвідношення 1p/1q	0.98
Середня кількість сигналів 1p	4.3
Середня кількість сигналів 1q	4.4



2. Дослідження на делецію 19q

Показник	Значення
Відсоток пухлинних клітин з делецією 19q	3%
Співвідношення 19q/19p	0.98
Середня кількість сигналів 19q	4.25
Середня кількість сигналів 19p	4.33



Інтерпретація

В результаті підрахунку сигналів у 100 клітинах інвазивного компоненту пухлини, **відсоток пухлинних клітин з ко-делецією 1p/19q < 50% і співвідношення середньої кількості сигналів 1p/1q та 19q/19p ≥ 0.9.**

Таким чином, згідно з рекомендаціями Euro-CNS, ко-делеції 1p/19q не виявлено.

Специфікація

FISH-набори – ZytoLight Glioma 1p/19q Probe Set [ZytoVision, Німеччина]

Локус 1p36.31 - помаранчевий колір

Локус 1q25.3 - зелений колір (контроль)

Локус 19q13.32-q13.33 - помаранчевий колір

Локус 19p13.3 - зелений колір (контроль)

Провідний експерт відділення
«Онкологія»: Шапочка Д. О.



Лікар-патолог: Бевз В. О.



Дата видачі:

Шановний лікарю!

Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.

Шановний клієнте!

Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря. Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001

Звіт про дослідження ко-делеції 1p/19q, FISH

П.І.Б.:

Дата народження: 06.08.1977

Стать: Чоловіча

Діагноз: Олігодендрогліома

Номер замовлення: №

Дата замовлення:


Досліджуваний БМ:

Результати та візуалізація

В пухлині виявлено ко-делецію 1p/19q


1. Дослідження на делецію 1p

Показник	Значення
Відсоток пухлинних клітин з делецією 1p	60%
Співвідношення 1p/1q	0.67
Середня кількість сигналів 1p	1.6
Середня кількість сигналів 1q	2.4



2. Дослідження на делецію 19q

Показник	Значення
Відсоток пухлинних клітин з делецією 19q	63%
Співвідношення 19q/19p	0.52
Середня кількість сигналів 19q	1.1
Середня кількість сигналів 19p	2.1



Інтерпретація

В результаті підрахунку сигналів у 100 клітинах інвазивного компоненту пухлини, **відсоток пухлинних клітин з делецією 1p/19q > 50% і співвідношення середньої кількості сигналів 1p/1q та 19q/19p ≤ 0.9.**

Таким чином, згідно з рекомендаціями Euro-CNS, в пухлині виявлено ко-делецію 1p/19q.

Специфікація

FISH-набори – ZytoLight Glioma 1p/19q Probe Set [ZytoVision, Німеччина]


Локус 1p36.31 - помаранчевий колір

Локус 1q25.3 - зелений колір (контроль)


Локус 19q13.32-q13.33 - помаранчевий колір

Локус 19p13.3 - зелений колір (контроль)

Провідний експерт відділення
«Онкологія»: Шапочка Д. О.



Лікар-патолог: Бондаренко О. О.



Дата видачі:

Шановний лікарю!

Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.

Шановний клієнте!

Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря. Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001