



Гарантія точності та достовірності результатів досліджень

Діагностичний центр ТОВ «МЛ «ДІЛА» акредитований Національним агентством з акредитації України на дослідження відповідно до ISO 15189:2022, атестат про акредитацію №30001 чинний до 18.10.2026

Україна, 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 6а

🌐 📱 📧 dila.ua

📞 Інформаційно-сервісна служба: 0 800 21 78 87

ПАТОМОРФОЛОГІЧНИЙ ВИСНОВОК

Пацієнт:

Лаб. № замовлення:

Дата народж.: 02.07.1980

Стать: Жіноча

Код замовлення: -

Дата замовлення: ID: 10.10.2025

Біоптат нирки (при пухлинній патології, з одного боку)#

Клінічні дані: Немає даних
Вид операції: Пункційна біопсія нирки
Дата операції: 10.10.2025
Клінічний діагноз: Системна склеродермія

Макроскопічний опис:

Множинні стовпчики тканини сірого кольору, довжиною 0,2-0,5 см, діаметром 0,1 см. Без залишку.
Номер парафінового блоку: 123456

Мікроскопічний опис:

Біоптат представлений стовпчиком тканини нирки та масивом м'яких тканин. Кортико-медулярне співвідношення дещо зміщене (90% кори, 10% мозкової речовини). У зразку наявні 5 гломерул, з них 3 гломерули частково зрізані.
Результати гістохімічного фарбування:
PAS (PAS-реакція) - збережені гломерули мають вогнищеві потовщені PAS-позитивні базальні мембрани
ARG (Імпрегнація сріблом) - збережені гломерули мають вогнищеві потовщені базальні мембрани
T-MAS (Массон Трихром) - збережені гломерули мають вогнищеві потовщені PAS-позитивні базальні мембрани
CONGO RED (Конго червоний) - негативна реакція в збережених гломерулах.
При оцінці додаткового гістохімічного фарбування наявні зміни, що опосередковано свідчать про накопичення імунокомплексів у базальних мембранах гломерул. Паренхіма нирки з вогнищевою слабкою лімфоцитарною інфільтрацією.



Гарантія точності та достовірності результатів досліджень

Діагностичний центр ТОВ «МЛ «ДІЛА» акредитований Національним агентством з акредитації України на дослідження відповідно до ISO 15189:2022, атестат про акредитацію №30001 чинний до 18.10.2026

Україна, 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 6а
🌐 📱 📧 dila.ua

📞 Інформаційно-сервісна служба: 0 800 21 78 87

Заключення:

Морфологічні зміни не є специфічними та не можуть бути достовірно оцінені через недостатню кількість гломерул у біоптаті (для оцінки потрібно щонайменше 5 повноцінних гломерул, оптимальна кількість — 7-12), однак вони можуть відповідати змінам гломерулярного апарату, характерним для системної склеродермії.

Для верифікації типу гломерулярного ураження доцільно проведення повторної біопсії з отриманням оптимального для оцінки зразка з подальшим імуногістохімічним дослідженням з IgG, IgM, IgA та C3, а також імунофлуорисцентного аналізу (ІФА) в іншій лабораторії.

Коди SNOMED:

T71000 Нирка

M00003 Морфологія відсутня в класифікації SNOMED

Лікар-патоморфолог:

Бєлева Л.С.

22.10.2025

