

## РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

<b>Пацієнт:</b>		<b>Лаб. № замовлення</b>	
<b>Дата народж.</b>	01.08.1945	<b>Код замовлення:</b>	-
<b>Стать:</b>	Жіноча	<b>Дата замовлення:</b>	13.05.2026 7:31
<b>Коментарі:</b>			

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
<b>Комплекс №461 "Швидкість клубочкової фільтрації: креатинін, цистатин С, СКД-ЕРІ, 18+ років"</b>				
Креатинін Первинна проба: венозна кров	62	мкмоль/л	49 - 90	
Цистатин С Первинна проба: венозна кров	1.05	мг/л	0.64 - 1.23	Увага! Змінено референтні значення!
Швидкість клубочкової фільтрації Первинна проба: венозна кров	<b>77*</b>	мл/хв/1,73	> 90	Розрахунок ШКФ за креатиніном та цистатином С згідно рекомендацій KDIGO 2024р. Формула розрахунку призначена для дорослих старше 18 років

## Відповідальна особа

Завідувач Лабораторії клінічної біохімії Поливода А.Я.

символом \* позначаються результати, що виходять за межі референтних значень